

Cepillo de dientes de bambú Nordics, Azul

Nordics



Tipo de producto

Cepillo de dientes

Composición

Mango 100% bambú Moso (biodegradable) y cerdas de nylon reciclado (suaves, sin BPA, cónicas y afiladas) de alta calidad.

Indicaciones

Higiene bucal para la limpieza oral diaria, eliminando la placa y limpiando los espacios interdentes sin dañar el esmalte. Proporciona una limpieza suave y eficaz, ideal para dientes y encías delicadas, y ayuda a reducir la inflamación y el sangrado de las encías.

Posología

Mojar el cepillo y añadir una pequeña cantidad de pasta de dientes. Colocar el cepillo formando un ángulo de 45° con las encías y cepillar suavemente con movimientos circulares durante un mínimo de 2 minutos, cubriendo todas las superficies de los dientes. Cepillar la lengua para eliminar bacterias y mantener un aliento fresco. Enjuagar la boca después del cepillado. Enjuagar el cepillo después de cada uso y mantenerlo en un lugar seco. Reemplazar el cepillo cada 60-90 días, o antes si las cerdas muestran desgaste, o después de una enfermedad.

Precauciones

Reemplazar el cepillo de dientes cada 60-90 días o cuando las cerdas muestren signos de desgaste, y siempre después de una enfermedad. Mantener en un lugar seco. Lavarse las manos antes y después de cepillarse o usar hilo dental. Evitar el contacto directo de la punta del tubo de pasta dental con el cepillo para no contaminarlo. Nunca compartir el cepillo de dientes.

Contraindicaciones

null

Datos técnicos

EAN	3800500324029
Formato	Cepillo de dientes individual en envase sin plástico.
Tipo	Cepillo de dientes
Peso / Volumen	1 unidad

Apto para	Adultos. Adecuado para el uso diario en la población general. Nordics también ofrece versiones para niños mayores de 3 años, pero el producto de la imagen se identifica como para adultos.
País de origen	Bulgaria
Laboratorio	Nordics
Nº Registro	null

*** Información técnica destinada a profesionales. Basada en el etiquetado visible del producto.*